

Polierer / Polishers

Easy Polishing

... mit den 2-stufigen **diamantdurchsetzten** Poliersystemen.
 ... with the 2-step **diamond interspersed** polishing systems.

New!

Zahnmedizin / Dentistry  0124

für Komposite / for composite

Vorpolitur, rosa beige

Diamant, PUR, Korngröße mittel,
 Bindungshärte mittel

pre-polishing, pink beige

diamond, PUR, grit size medium,
 bond hardness medium



Für die okklusale Politur bis in die Tiefe der Fissur.
 For occlusal polishing extending into the depths of the fissure.

9583 / 055

New!

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| FG | | | | | | 9588 |
| W/RA | 9587 | 9588 | 9589 | 9591 | 9583 | |
| ISO | 060 | 030 | 040 | 140 | 055 | 030 |

Hochglanzpolitur, hellgrau beige

Diamant, PUR, Korngröße fein,
 Bindungshärte mittel

high shine polishing, grey beige

diamond, PUR, grit size fine,
 bond hardness medium

New!

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| FG | | | | | | 9578 |
| W/RA | 9577 | 9578 | 9579 | 9581 | 9593 | |
| ISO | 060 | 030 | 040 | 140 | 055 | 030 |



There is no substitute for quality

Zahntechnik / Dental Technique

für Keramik und Silikatkeramik / for ceramics and silicate ceramics

Vorpolitur, rot gelb

Diamant, PUR, Korngröße mittel, Bindungshärte mittel

pre-polishing, red yellow



diamond, PUR, grit size medium, bond hardness medium

Hochglanzpolitur, grün gelb

Diamant, PUR, Korngröße fein, Bindungshärte mittel

high shine polishing, green yellow

diamond, PUR, grit size fine, bond hardness medium



für Zirkonoxid / for zirconia

Vorpolitur, türkis gelb

Diamant, PUR, Korngröße mittel, Bindungshärte hart

pre-polishing, turquoise yellow



diamond, PUR, grit size medium, bond hardness hard

Hochglanzpolitur, rosa gelb

Diamant, PUR, Korngröße fein, Bindungshärte hart

high shine polishing, pink yellow

diamond, PUR, size fine, bond hardness hard



* unmontiert/unmounted

Schleifkörper für Keramik, Silikatkeramik und Zirkonoxid / Abrasives for ceramics, silicate ceramics and zirconia

Formschleifen, grau grün

Diamant, synthetisch gebunden, **ohne** Wasserkühlung verwendbar, Korngröße grob, Bindungshärte hart

moulding, grey green

diamond, synthetic bond, to be used **without** water cooling, grit size coarse, bond hardness hard

Formschleifen, rosa

Diamant, synthetisch gebunden, **ohne** Wasserkühlung verwendbar, Korngröße mittel, Bindungshärte hart

moulding, pink

diamond, synthetic bond, to be used **without** water cooling, grit size medium, bond hardness hard



Bitte beachten Sie unsere Sicherheits-, Gebrauchs- und Hygiene-Empfehlungen unter www.busch.eu
For safety, usage and hygiene recommendations please refer to our website www.busch.eu