



Rusch®

There is no substitute for quality

Hybrid TWISTER

Patent: DE 10 2014 010 033

Widerstand zwecklos
Resistance is futile



HT880/075

Zwei überaus wirkungsvolle Werkstoffe
- Diamant und Keramik - verbinden sich
zu einer progressiven Körnung:
der Hybridkörnung.

Erleben Sie bei der Hornhautentfernung
ein vollkommen neues Schleifgefühl!

Two exceedingly effective materials
- diamond and ceramic -
combined to yield a progressive grit:
the hybrid grit.

Experience a completely new sensation
when removing callus with the modern
hybrid grit!



Die Zusammenführung der Premium Schleifkörnungen Diamant und Keramik, in Kombination mit der bewährten TWISTER Konstruktion, machen den **Hybrid TWISTER** zu einem High-Tech-Produkt für die moderne Hornhautbearbeitung. Eindeutig identifizierbar durch den zusätzlichen weißen Farbring.

- DIAMANT Schleifkörnung** fördert die Lebensdauer und somit die Wirtschaftlichkeit
- + KERAMIK Schleifkörnung** fördert die Abtragsleistung, glatte Oberflächen und spart Zeit
- + TWISTER Konstruktion** fördert das Kühlpotential in der Nasstechnik und die Absaugleistung in der Trockentechnik
- = Hybrid TWISTER** **das High-Tech-Produkt**


The combination of diamond and ceramic as premium abrasives together with the tried-and-tested TWISTER design makes the **Hybrid TWISTER** a high-tech product for modern callus treatment. Clearly identifiable by the additional white coloured ring.

- Diamond abrasive** for a longer service life and higher cost-efficiency
- + Ceramic abrasive** for a higher rate of removal and smooth surface, also saves time
- + TWISTER design** for an optimum cooling in the wet technique and higher suction in the dry technique
- = Hybrid TWISTER** **the high-tech product**


super grobe Hybridkörnung / super coarse hybrid grit
abräumen schwerer Verhornungen / removing of severe callus



grobe Hybridkörnung / coarse hybrid grit
abtragen dicker Hornschwielen / removing thick callus



mittlere Hybridkörnung / medium hybrid grit
entfernen starker Verhornungen / removing hard callus



feine Hybridkörnung / fine hybrid grit
entfernen beginnender Verhornungen / removing incipient callus



Bitte beachten Sie unsere Sicherheits-, Gebrauchs- und Hygiene-Empfehlungen unter www.busch.eu
For safety, usage and hygiene recommendations please refer to our website www.busch.eu



BUSCH & CO. GmbH & Co. KG
Unterkaltenbach 17-27
51766 Engelskirchen
GERMANY

www.busch.eu
mail@busch.eu
Tel.: +49 2263 86-0
Fax: +49 2263 20741



BFLA1/012022